

Duckworth & Kent

Ophthalmic Titanium Surgical Instruments
at the Leading Edge



SCHEDA TECNICA DM 2-114NR8

Codice articolo: 2-114NR8
Descrizione: PINZA CORNEALE PER SUTURA
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- 1x2 denti da mm. 0,12- retta- nuovo manico rotondo lungo diametro 8mm- lunghezza piano prendi filo mm. 6,0- lunghezza complessiva mm. 115
Composizione: TITANIO 6AL 4V
Fabbricante: Duckworth & Kent Ltd
Classe: I non sterile
Codice iscrizione repertorio D.M. 11279/R
Codice CND: L170201 (pinze da presa oftalmiche)
Confezione singola
Istruzioni d'uso fornite con il dispositivo
Dispositivo medico riutilizzabile




Immagine estratta dal sito www.duckworth-and-kent.com

Duckworth & Kent Ltd

Terence House
7 Marquis Business Centre
Royston Road, Baldock
Herts SG7 6XL England

Tel: +44 (0)1462 893254 Fax: +44 (0)1462 896288

Web: www.duckworth-and-kent.com

Email: info@duckworth-and-kent.com

Rivenditore esclusivo per l'Italia

SIR Oftalmica srl

Viale Rosselli, 31

22100 COMO

tel. 031-570869 fax 031-572826

e-mail: info@siroftalmica.com

