

# Duckworth & Kent

Ophthalmic Titanium Surgical Instruments  
*at the Leading Edge*



## SCHEDA TECNICA DM 2-877N

Codice articolo: 2-877N
Descrizione: PINZA VITREALE "END GRIPPING" - TESTA
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"><li>- retta per trocar da 23G</li><li>- color code per facile riconoscimento</li><li>- diametro: 23 gauge</li><li>- punte sottili con ottima presa</li><li>- punte smontabili per una migliore pulizia da utilizzare con manico codice 6-676 da acquistare separatamente</li></ul>
Composizione: TITANIO 6AL 4V
Fabbricante: Duckworth & Kent Ltd
Classe: I non sterile
Codice iscrizione repertorio D.M. 38119/R
Codice CND: L170299 (pinze per oftalmologia)
Confezione singola
Dispositivo medico riutilizzabile





Immagine estratta dal sito [www.duckworth-and-kent.com](http://www.duckworth-and-kent.com)



**Manico da acquistare separatamente codice 6-676**

### Duckworth & Kent Ltd

Terence House  
7 Marquis Business Centre  
Royston Road, Baldock  
Herts SG7 6XL England

Tel: +44 (0)1462 893254 Fax: +44 (0)1462 896288

Web: [www.duckworth-and-kent.com](http://www.duckworth-and-kent.com)

Email: [info@duckworth-and-kent.com](mailto:info@duckworth-and-kent.com)



Rivenditore esclusivo per l'Italia

**SIR Oftalmica srl**

Viale Rosselli, 31

22100 COMO

tel. 031-570869 fax 031-572826

e-mail: [info@siroftalmica.com](mailto:info@siroftalmica.com)