

Duckworth & Kent

Ophthalmic Titanium Surgical Instruments
at the Leading Edge



SCHEDA TECNICA DM 3-205

Codice articolo: 3-205
Descrizione: MC.PORT'AGHI CORNEALE CURVO S.A.
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- piano di presa mm. 6,0- curvatura totale mm. 7,0- manico rotondo- senza arresto- lunghezza mm. 107,0
Composizione: TITANIO 6AL 4V
Fabbricante: Duckworth & Kent Ltd
Classe: I non sterile
Codice iscrizione repertorio D.M. 11285/R
Codice CND: L1799 (strumentario per oftalmologia)
Confezione singola
Istruzioni d'uso fornite con il dispositivo
Dispositivo medico riutilizzabile




Immagine estratta dal sito www.duckworth-and-kent.com

Duckworth & Kent Ltd

Terence House
7 Marquis Business Centre
Royston Road, Baldock
Herts SG7 6XL England

Tel: +44 (0)1462 893254 Fax: +44 (0)1462 896288

Web: www.duckworth-and-kent.com

Email: info@duckworth-and-kent.com

Rivenditore esclusivo per l'Italia

SIR Oftalmica srl

Viale Rosselli, 31

22100 COMO

tel. 031-570869 fax 031-572826

e-mail: info@siroftalmica.com

