

# Duckworth & Kent

Ophthalmic Titanium Surgical Instruments  
*at the Leading Edge*



## SCHEDA TECNICA DM 6-250

Codice articolo: 6-250
Descrizione: UNCINO SINSKEY IOL
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"><li>- angolato</li><li>- lunghezza dalla punta all'angolo mm. 10</li><li>- diametro della punta rivolta verso il basso mm. 0,18</li><li>- manico rotondo</li><li>- lunghezza dall'angolatura finale della punta mm. 118</li><li>- lunghezza totale mm. 126</li></ul>
Composizione: TITANIO 6AL 4V
Fabbricante: Duckworth & Kent Ltd
Classe: I non sterile
Codice iscrizione repertorio D.M. 11291/R
Codice CND: L1799 (strumentario per oftalmologia)
Confezione singola
Istruzioni d'uso fornite con il dispositivo
Dispositivo medico riutilizzabile




Immagine estratta dal sito [www.duckworth-and-kent.com](http://www.duckworth-and-kent.com)

### Duckworth & Kent Ltd

Terence House  
7 Marquis Business Centre  
Royston Road, Baldock  
Herts SG7 6XL England

Tel: +44 (0)1462 893254 Fax: +44 (0)1462 896288

Web: [www.duckworth-and-kent.com](http://www.duckworth-and-kent.com)

Email: [info@duckworth-and-kent.com](mailto:info@duckworth-and-kent.com)

Rivenditore esclusivo per l'Italia

**SIR Oftalmica srl**

Viale Rosselli, 31

22100 COMO

tel. 031-570869 fax 031-572826

e-mail: [info@siroftalmica.com](mailto:info@siroftalmica.com)

