

Duckworth & Kent

Ophthalmic Titanium Surgical Instruments
at the Leading Edge



SCHEDA TECNICA DM 6-496-1

Codice articolo: 6-496-1
Descrizione: MANIPOLATORE NUCLEO DRYSDALE A BANDIERINA
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- angolato 45°- misura punta a bandierina mm. 0,5 X 1,4- lunghezza dalla punta all'angolo mm. 10,0- manico rotondo- lunghezza mm. 118,0
Composizione: TITANIO 6AL 4V
Fabbricante: Duckworth & Kent Ltd
Classe: I non sterile
Codice iscrizione repertorio D.M. 11291/R
Codice CND: L1799 (strumentario per oftalmologia)
Confezione singola
Istruzioni d'uso fornite con il dispositivo
Dispositivo medico riutilizzabile




Immagine estratta dal sito www.duckworth-and-kent.com

Duckworth & Kent Ltd

Terence House
7 Marquis Business Centre
Royston Road, Baldock
Herts SG7 6XL England

Tel: +44 (0)1462 893254 Fax: +44 (0)1462 896288

Web: www.duckworth-and-kent.com

Email: info@duckworth-and-kent.com

Rivenditore esclusivo per l'Italia

SIR Oftalmica srl

Viale Rosselli, 31

22100 COMO

tel. 031-570869 fax 031-572826

e-mail: info@siroftalmica.com

