

Duckworth & Kent

Ophthalmic Titanium Surgical Instruments
at the Leading Edge



SCHEDA TECNICA DM 8-711N

Codice articolo: 8-711N
Descrizione: MANIPOLO I/A
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- manico rotondo- lunghezza complessiva: mm. 115,0- usato con la serie di cannule I/A D&K (cod. 8-730 and 8-731)- il tubo in silicone, non incluso, si applica al manico- NUOVO MANICO ERGONOMICO- SMONTABILE PER UNA PERFETTA PULIZIA INTERNA
Composizione: <ul style="list-style-type: none">- TITANIO 6AL 4V
Fabbricante: Duckworth & Kent Ltd
Classe: II non sterile
Codice iscrizione repertorio D.M. 11293/R
Codice CND: L1799 (strumentario per oftalmologia)
Confezione singola
Istruzioni d'uso fornite con il dispositivo
Dispositivo medico riutilizzabile



Immagine estratta dal sito www.duckworth-and-kent.com

Duckworth & Kent Ltd

Terence House
7 Marquis Business Centre
Royston Road, Baldock
Herts SG7 6XL England

Tel: +44 (0)1462 893254 Fax: +44 (0)1462 896288

Web: www.duckworth-and-kent.com

Email: info@duckworth-and-kent.com

Rivenditore esclusivo per l'Italia

SIR Oftalmica srl

Viale Rosselli, 31

22100 COMO

tel. 031-570869 fax 031-572826

e-mail: info@siroftalmica.com

