

Duckworth & Kent

Ophthalmic Titanium Surgical Instruments
at the Leading Edge



SCHEDA TECNICA DM 9-579

Codice articolo: 9-579
Descrizione: BLEFAROSTATO A VITE TEMPORALE VALVE APERTE
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- spessore mm. 1- curvo per posizione anatomica temporale- adattabile con meccanismo a vite
Composizione: <ul style="list-style-type: none">- TITANIO 6AL 4V- meccanismo in PEEK (Polietereeterchetone:polimero semicristallino con elevate caratteristiche meccaniche, termiche e autolubrificante)
Fabbricante: Duckworth & Kent Ltd
Classe: I non sterile
Codice iscrizione repertorio D.M. 11298/R
Codice CND: L170102 (Retrattori oculari)
Confezione singola
Istruzioni d'uso fornite con il dispositivo
Dispositivo medico riutilizzabile



Immagine estratta dal sito www.duckworth-and-kent.com

Duckworth & Kent Ltd

Terence House
7 Marquis Business Centre
Royston Road, Baldock
Herts SG7 6XL England

Tel: +44 (0)1462 893254 Fax: +44 (0)1462 896288

Web: www.duckworth-and-kent.com

Email: info@duckworth-and-kent.com

Rivenditore esclusivo per l'Italia

SIR Oftalmica srl

Viale Rosselli, 31

22100 COMO

tel. 031-570869 fax 031-572826

e-mail: info@siroftalmica.com

