

Katarakt OP Liege ES Ecoline
Cataract Surgical Bed ES Ecoline



a/k/r/u/s

Patienten-Liege für vielseitige ophtalmologische und andere chirurgische Eingriffe.
Strapazierfähige, pflegeleichte Polsterauflage.

Versatile surgical bed for cataract and various other surgical applications. Durable, easy to clean upholstery.

OPTIONEN
OPTIONS


- ovaler Gussfuß
- Cast iron foot, oval shape

- 3 Funktions Fußschalter · Auf – Ab · Auto Ab
- 3 function foot switch · Up – Down · Auto Down



- Fahrwerk
- Castors

- Armablage
- Wrist rest

Technische Daten	Technical Data	Wert/Value	EH
Länge	Length	190	cm
Breite	Width	62	cm
Höhe	Height	75	cm
Gewicht	Weight	65	kg
Gewicht mit Gussfuß	Weight incl. cast iron foot	95	kg
Hub elektrisch	Lift electrical	200	mm
Max. Patientengewicht	Max. patient weight	150	kg