

- Sehr vielseitiger mobiler OP Stuhl für verschiedene medizinische Fachrichtungen. Alle Segmente elektrisch verstellbar.



- Very versatile mobile surgical chair, suitable for various medical fields. All segments electrically adjustable

■ Verfügbare Kopfstützen

■ Available Head Rests



- Standard Kopfstütze
- Standard Head Rest

- Mehrgelenks Kopfstütze
- Multi Articulated Head Rest

- Kopfpolster, verschiebbar
- Head cushion, sliding



■ Raumsparend und sehr kompakt in der Stuhlkonfiguration.

■ Small foot print, very compact design when chair in upright position.

■ Große, bequeme OP Liegefläche und viel Freiraum für die Beine unter der Rückenlehne

■ Large, very comfortable surgical table top. Spacious leg room under the back rest.



■ Rückenlehne, Sitzfläche, Beinplatte und Kopfstütze sind elektrisch einstellbar.

■ Back rest, seat section, leg support and head rest are electric adjustable.

■ Trendelenburg Position

■ Trendelenburg Position.



■ Technische Daten	■ Technical Data	
Sitzhöhe min.	Seat Height min.	64 cm
Sitzhöhe max.	Seat Height max.	94 cm
Rückenlehne Verstell.	Back rest movement	90° - 180°
Sitzkissen Verstellung	Seat cushion tilt	30°
Breite gesamt	Width total	70 cm
Breite Polster	Width Cushion	59 cm
Länge Stuhl waagerecht	Length chair horizontal	200 cm
Gewicht	Weight	114 KG
Max. Patientengewicht	Max. Patient weight	200 kg

Akrus GmbH & Co KG
Otto Hahn Str 3
25337 Elmshorn
Phone: 04121 79 19 30
Fax 04121 79 19 33
Mail: info@akrus.de
Web: www.akrus.de