

**Mobiler Transportstuhl  
Mobile Patient Chair**

**RC 500**



*a / k / r / u / s*

- Patientenstuhl für den Transport und die Lagerung von Patienten vor oder nach einem operativen Eingriff. Stufenlos verstellbare Rückenlehne mit synchronisierter Beinauflage. Strapazierfähige, pflegeleichte Polsterauflage.
  - Große Leichtlaufräder
  - Geringer Platzbedarf
  - Extrem stabiler Rahmen

- Patient Chair for patient transport, relaxation or recovery before or after surgical procedure. Infinitely variable back rest, synchronized with foot rest. Durable, easy to clean upholstery.
  - Large, heavy duty castors
  - small foot print
  - solid, extremely stable frame

**FUNKTIONEN**


**FUNCTIONS**



- Fußstütze verstellbar
- Foot rest adjustable

- Beidseitig bedienbare Fußbremse
- Foot operated locking system, accessible from either side

- Leichter Einstieg, Armlehnen klappbar
- Easy ingress, arm rests fold away



- Mehrgelenksarmlehne
- Multi articulated arm rest
- Stufenlos verstellbare Rückenlehne
- Infinitely variable back rest

- Infusionsständer
- IV pole

Technische Daten	Technical Data	Wert/Value	EH
Sitzhöhe	Seat Height	50	cm
Sitzfläche Tiefe	Seat Cushion depth	45	cm
Stuhlhöhe RL senkrecht	Chair Height BR vertical	136	cm
Breite gesamt	Width total	76	cm
Breite Polster	Width Cushion	51	cm
Höhe Rückenlehne	Height Back Rest	110	cm
Gewicht	Weight	55	kg
Max. Patientengewicht	Max. Patientweight	200	kg