

REINVENT DRY EYE TREATMENT



REXONEYE

Rexon-Eye è il trattamento ideale, **non invasivo e duraturo** per tutte le forme di occhio secco. Funziona applicando campi elettrici a bassa potenza e alta frequenza, in grado di stimolare il ringiovanimento e la naturale rigenerazione delle cellule.

Il principio di funzionamento di Rexon-Eye è la QMR: Quantum Molecular Resonance. Questa tecnologia applica deboli correnti elettriche alternate con specifiche frequenze (4MHz e multiple) in risonanza con i legami molecolari nei tessuti.


La terapia con Rexon-Eye opera con successo in **entrambe le tipologie di occhio secco, evaporativa e ipo-secreta**. Il paziente è in grado di avvertire il beneficio fin dall'inizio del trattamento e questo si protrarrà poi anche a lungo termine.

Il trattamento è **confortevole, piacevole e rilassante**.






REXONEYE



Display

Manopola

Connettori



Maschera

CARATTERISTICHE

- La terapia consiste in 4 sessioni di trattamento di 20 minuti ciascuna, a distanza di una settimana.
- Il trattamento è applicato utilizzando specifici elettrodi di contatto, inseriti in una maschera indossata dal paziente sopra gli occhi chiusi.
- Set-up e utilizzo dello strumento sono molto semplici e intuitivi.
- Il trattamento è confortevole, piacevole e rilassante per il paziente.
- REXON-EYE è **marcato CE dal 2016** e brevettato in Italia (brevetti internazionali in corso di approvazione).

BENEFICI

- La terapia con REXON-EYE opera con successo in entrambe le tipologie di occhio secco, sia evaporativa che ipo-secretaiva.
- Il trattamento fornisce al paziente benefici sia immediati che a lungo termine, evidenziati da parametri soggettivi (questionario OSDI, uso di sostituti lacrimali) e oggettivi (ad es., TBUT, staining corneale, produzione di lacrima).
- L'efficacia del REXON-EYE nel trattamento della sindrome dell'occhio secco è stata provata clinicamente (Pedrotti E. et al., Br J Ophthalmol 2017).



RESONO OPHTHALMIC SRL

Sede operativa
Via Leonardo da Vinci, 13
36066 Sandrigo (VI) - Italy
Mob. +39 349 - 6788770
Tel. +39 0444 - 239519

contact@resono.it
www.resono.it

Sede legale
Via Giacinto Gallina, 4
34122 Trieste - Italy
Tel. +39 040 - 764041

