


SCHEDA TECNICA DM MV CT50

Codice articolo: MV CT50
Descrizione: CF.100 PRISMI PER TONOMETRO
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- pezzo unico- facile da installare e utilizzare- compatibile con tutti i tonometri tipo Goldman- annulla il rischio da infezioni in quanto sterile e monouso
Composizione: PMMA
Fabbricante: PHAKOS
Classe: I sterile
Codice iscrizione repertorio D.M. in fase di registrazione
Codice CND: V030203 (sistemi per misurazione in oftalmologia)
Confezionamento: CONFEZIONE DA 100 PEZZI IMBUSTATI SINGOLARMENTE
Condizioni di utilizzo per un paziente: sacchetto contenente un prisma
Istruzioni d'uso fornite con il dispositivo
Dispositivo medico MONOUSO
Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene
Validità di sterilizzazione: 3 anni
Latex free / Origine animale: no
legato ad un dispositivo medico: no
Impiantabile: no



Dimensioni foto non in scala.

