



La **montatura di prova** Miraflex è realizzata su un telaio con le stesse caratteristiche delle montature della linea **Flessibile e Sicura** garantendo la stessa leggerezza e confort. Ben si adatta alla conformazione cranio – facciale dei piccoli pazienti di età compresa tra i 2 e i 4 anni.

Ha un sistema meccanico che permette la **determinazione fine dell'asse di astigmatismo**. Grazie alla **banda elastica** regolabile la montatura rimane **ben centrata** e permette di effettuare un esame completo della vista.

I **tre anelli porta lenti** accettano le lenti standard delle cassette di prova.