

**SCHEDA TECNICA DM 110-SCHIRMER**

|   |
|---|
| Codice articolo: 110-SCHIRMER   |
| Descrizione: CF. 100 STRISCIE GRADUATE  |
| Caratteristiche:<br>STRISCIE GRADUATE DI FACILE LETTURA<br>USATE PER LA MISURAZIONE DELLA PRODUZIONE DI LACRIME |
| Composizione: CARTA   |
| Fabbricante: BIOTECH VISION CARE  |
| Classe: I STERILE   |
| Codice RDM: 300071  |
| Codice CND: Q020705   |
| Confezione da nr. 100 pezzi IMBUSTATE SINGOLARMENTE   |
| Dispositivo medico MONOUSO  |

