

POLTRONA LETTINO MOBILE CHIRURGICO

progettato e realizzato in Germania

- Poltrona lettino mobile, diversificabile per le diverse specialità medicali.

MODELLO OFTALMICO (SC 5010ES), comprensivo di:

- **STRUTTURA IN ACCIAIO INOX, ROBUSTA E STABILE**
- **POSIZIONE TRENDELENBURG**
- **PULSANTIERA CON POSIZIONI MEMORIZZABILI**
- **BARRE LATERALI IN ACCIAIO PER GLI ACCESSORI**
- **BATTERIA**
- **CARICA BATTERIA**



Poltrona lettino mobile chirurgico
progettato e realizzato in Germania

SC 5010 ES

- **Poggiatesta ergonomico per oftalmologia**



- **Meccanismo movimentazione articolazione poggiatesta**



- **ingombro ridotto**; design compatto quando la sedia è in posizione seduta

- **cuscini imbottiti, confortevoli e facilmente lavabili/sanificabili**

- **POSIZIONE TRENDELENBURG**



- **seduta larga**, tavolo chirurgico molto confortevole per il paziente.
- Ampia possibilità di movimento per operatori e chirurgo
- Adeguato **spazio** per le gambe del chirurgo sotto il poggiatesta

- **4 sezioni movimentabili elettricamente**: schienale, seduta, sezione gambe, poggiatesta.
- **5 movimentazioni elettriche separate** : altezza, schienale, seduta, sezione gambe, poggiatesta
- **5 motori**



SIR oftalmica

Viale Rosselli 31-22100 Como
Tel. 031-570869
Mail. info@siroftalmica.com

a/k/r/u/s

ACCESSORI OPZIONALI:

■ COMANDO A PEDALE



■ ASTA REGGI-TELO



■ ASTA REGGI-TELO CON TUBO OSSIGENO




■ ASTA PER FLEBO



■ BRACCIOLO STANDARD



■ BRACCIOLO SNODABILE CON VELCRO



Poltrona lettino mobile chirurgico
progettato e realizzato in Germania

SC 5010 ES

■ SPONDE DI SICUREZZA



■ BATTERIA DI RISERVA

■ Ulteriori poggiatesta disponibili



■ Multi articolato


■ a pala

■ dati tecnici

Altezza seduta	52 – 78 cm
Movimentazione schienale	90° - 180°
Inclinazione seduta	30°
Larghezza totale	70 cm
Larghezza cuscino	59 cm
Lunghezza sedia in posizione orizzontale	250 cm
peso	114 Kg
Peso massimo paziente	250 kg

■ Per ulteriori informazioni :

http://www.siroftalmica.com/lettini_chirurgici_poltrone_oculistica.html



SIRoftalmica

Viale Rosselli 31-22100 Como
Tel. 031-570869
Mail. info@siroftalmica.com

a/k/r/u/s